



Eye & Wound Cleansing Spray, Cederroth

Spray för ögon och sår

Spray för att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde och har en total spoltid på 5 minuter. Sprayen fungerar i alla vinklar och riktningar. Kan användas flera gånger och är steril till sista droppen. Passar i Första Hjälp-stationen. Hållbarhetstid 5 år.

Kombinerad ögon- och sårtvätt
Kan användas flera gånger
Steril till sista droppen
Passar i Första Hjälp-stationen

150 ml steril koksaltlösning, 0,9% NaCl. Utan konserveringsmedel. Miljövänlig drivgas: nitrogen. Total spoltid 5 minuter.



| Variant | Artikelnr | EAN |
|---------|-----------|-----|
| | BG1002309 | |

Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se