



## Eye & Wound Cleansing Spray, Cederroth

Spray för ögon och sår

Spray för att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde och har en total spoltid på 5 minuter. Sprayen fungerar i alla vinklar och riktningar. Kan användas flera gånger och är steril till sista droppen. Passar i Första Hjälp-stationen. Hållbarhetstid 5 år.

Kombinerad ögon- och sårtvätt  
Kan användas flera gånger  
Steril till sista droppen  
Passar i Första Hjälp-stationen

150 ml steril koksaltlösning, 0,9% NaCl. Utan konserveringsmedel. Miljövänlig drivgas: nitrogen. Total spoltid 5 minuter.



Variant	Artikelnr	EAN
	BG1002309	

Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
330-3088

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se